

热镶嵌粉

- 适用于各种镶嵌机对各种微小试样的镶嵌制样

型号	颜色	说明	包装(桶)
MLP-DR1	黑色	用于普通制样, 研磨速度快	0.5kg
MLP-DR2			1kg
MLP-DR3			4kg
MLP-DR4	黑色	边缘保护型, 收缩低, 和镶嵌试样结合紧密, 硬度高, 耐磨性好, 研磨速度慢	0.5kg
MLP-DR5			1kg
MLP-DR6			4kg
MLP-DR7	黑色	碳酚醛聚合物, 用于高度导电领域, 如电镜电解抛光, 研磨速度中	0.5kg
MLP-DR8			1kg
MLP-DR9	红色	用于普通制样, 研磨速度快	0.5kg
MLP-DR10			1kg
MLP-DR11	白色	用于普通制样, 研磨速度快	0.5kg
MLP-DR12			1kg
MLP-DR13			4kg
MLP-DR14	绿色	用于普通制样, 研磨速度快	0.5kg
MLP-DR15			1kg
MLP-DR16			4kg
MLP-DR17	透明	透明, 可溶解型, 样品可无损取出, 用于对试样尺寸、位置、深度等有要求的样品	0.5kg
MLP-DR18			1kg
MLP-DR19			4kg

