

# 抛光液分液器



MLP-PLD101-Y



MLP-PLD101S-Y

- 采用先进的微控制器, 结构紧凑、工作可靠、抗干扰能力强
- 配合各类磨抛机, 将抛光液自动滴到研磨盘与载样盘间, 达到抛光目的
- 减少抛光时间, 提升抛光效率



抛光剂(选配)

## 技术参数

型号	MLP-PLD101-Y(单机型)	MLP-PLD101S-Y(联机型)
滴注速度	0.3~10ml/min	
滴注档位数	10档	
滴液罐容量	750ml	
输入电压	AC 220V, 50Hz	
尺寸(W×H×D)	144×231×197mm	580×235×212mm
重量	2.95kg	19.5kg

## 标准配置

主机	1台
金刚石悬浮研磨抛光剂	1瓶(W2.5,500ml)

## 可选配件

金刚石悬浮研磨抛光液	MLP-DLA□□*, MLP-DLB□□*, MLP-DLC□□*, MLP-DLD□□*, MLP-DLE□□*, MLP-DLF□□*
氧化铝悬浮研磨抛光液	MLP-LXA□□*, MLP-LXB□□*
二氧化硅悬浮研磨抛光液	MLP-GF1, MLP-GF2, MLP-GF3
抛光润滑液	MLP-RH1, MLP-RH2, MLP-RH3

\*□□为相应的粒度规格, 例如MLP-DLA40表示粒度为40μm的金刚石悬浮抛光液